

User Instructions

Gebrauchs- und Fachinformation

Mega-Antiwax

**Netzmittel-Konzentrat zum Entfernen von
Wachs- und Fettresten im Wasserbad**

**Detergent agent for wax-scalding in water
solution**

MEGADENTA

Dentalprodukte



MEGADENTA Dentalprodukte GmbH
D-01454 Radeberg, Germany
Telefon +49(0)3528- 4530, Fax +49(0)3528-45321
www.megadenta.de / info@megadenta.de

Gebrauchs- und Fachinformation

1. Bezeichnung

Mega-Antiwax

2. Indikationen

Netzmittel-Konzentrat zur Entfernung von Wachs- und Fettresten

3. Art der Anwendung

Mega-Antiwax kann Wasser in Ausbrühgeräten zugesetzt oder direkt mit Wasser verdünnt werden (Verhältnis 1:500).

Packungsgrößen: Flasche 500 ml

4. Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

5. Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise

nicht über +25°C.

6. Darreichungsform und Packungsgröße

1 Flasche zu 500 ml

7. Zeitpunkt der Herausgabe der Information

Juli 2008

8. Name der Firma und Anschrift des Herstellers

MEGADENTA Dentalprodukte GmbH
Carl-Eschebach-Str. 1 A
D-01454 Radeberg
Telefon (03528) 4530
Fax (03528) 453 21
E-Mail: info@megadenta.de
Internet: www.megadenta.de

User Instructions

1. Product name

Mega-Antiwax

2. Indication

Detergent agent for wax-scalding

3. Application method

For direct application in wax cleaning machines or in solution with water (sacle 1 :500)

4. Storage stability

3 years

5. Storage and keeping instructions

storage not exceed 25°C.

6. package size

Bottle with 500 ml

7. Date information published

07/2008

11. Name of manufacture

MEGADENTA Dentalprodukte GmbH,
D-01454 Radeberg, Germany
Tel. +49(0)3528-453-0 Fax +49(0)3528-453-21
e-mail: info@megadenta.de
Internet: www.megadenta.de